

Welcome to the training on

NEW
dental
lab
worklight

# LIGHT 1

See more, work better!







# LIGHT 1





making work easy

Chapter 1
Purpose and challenges



# Need for worklight



making work easy

- → Model production
- → Layering, staining, glazing
- → Grinding, cutting, polishing
- → Post-processing after CAM milling and 3D printing
- → All technical materials: ceramic, metal, plastic, composite, plaster, stains...




Product purpose



# challenge The



Identical object under different light:



For perfect matching, lab light quality must be close to daylight






# What is light?



making work easy

- → Mixture of electromagnetic waves
- → Visible light: wave lengths 380 ... 780 nm colors from violet to red



Colors of light



# olor rendering


# Different color matching


# Most manufacturers use Color Rendering Index R<sub>a</sub>

- → Lights are designed for reproduction of 8 referent pastel colors
- → Poor rendering of "dental" colors like red

# Renfert uses R<sub>15</sub>

- → Extended index based on 15 reference colors
- → Color reproduction closer to daylight quality







making work easy

# Competition

 $R_a$ 

Renfert

 $R_{15}$ 









making work easy

Luminous flux (lm)

# LUMEN


Light source brightness (emitted light energy)



Illuminance (lx)

# LUX


Light intensity on surface








# Larger distance from light source → less lux (=lumen/m²)







# **Light Emitting Diodes**





making work easy

# **Competition:**


- → One LED type only
- → Covers narrow colors spectrum

# LIGHT 1:

- → Dual LED Technology (mixed light of two calibrated LED types)
- → Wide color spectrum covered
- → Perfect color rendering




# **Dual LED Technology**





# **Bench illumination**






making work easy

# LIGHT 1:

- → Strong rectangular work area illumination
- → Uniform light distribution


# **Competition:**

- → significant lower illuminance
- → Poor brightness distribution
- → Poor color rendering in darker areas



Ø 10,000 lx 40 x 30 cm: Ø 7,000 lx 80 x 40 cm:

 $800 - 4,000 \, lx$  $500 - 3,500 \, lx$ 








# Different surface recognition



making work easy

# **LIGHT 1 optics:**

- → special prismatic attachment modulates the LED light
- → right ratio directed / diffuse light
- → optimal recognition of surface structures
- → no disturbing shadows



**Renfert LIGHT 1** 

Competition





Chapter 3

Features and portfolio



# Flexibility at the bench




# **Table mounting** with screws or clamp

Wall mounting version available

Height adjustment 40...70 cm 60 cm recommended

**Adjustable light position** 20 cm within the bench recommended





# settings Ø Modes

# Special modes for dental technicians



# Shade mode

6,000 K "daylight" for Perfect color rendering


# **Composite mode**

3,000 K blue light reduced; More time until curing

**Color temperature** setting 2,700 – 6,000 K

**Brightness dimming** 

Settings can be saved



No competitor offers all these functions!





reducing

# Less stress & fatigue

- → Flicker-free LEDs
- → Strong, uniform, and glare-free illumination
- → Blue light reduced for retina protection
- → Faster recognition less eye strain
- → Perfect color matching fewer complaints



Fatigue





**D65** (normalized daylight 6,504 K)

Renfert Light One













Article #	Item name	RRP
2500 0600	LIGHT 1 for tabletop mounting, 100-240 V	1,499€
2500 1600	LIGHT 1 for tabletop mounting, 100-240 V US/JP (with NEMA plug)	1,499€
2500 0510	Table clamp LIGHT 1 (accessory)	115 €
2500 9520	Base plate (accessory)	
2500 0700	LIGHT 1 for wall mounting, 100-240 V	1,299€
2500 1700	LIGHT 1 for wall mounting, 100-140 V US/JP (with NEMA plug)	1,299€

Portfolio



# LIGHT 1 booth set

Article # 2500 0601

Perfect for:

**On-site demonstrations** 

**Roadshows** 

**Exhibitions** 

**Educators / courses** 

Other events


































• 01 Häufiger Status que in den Laboren anhand von å Bagsbehpielen: auserei drende Deleu drang are årbehspista.

### Warum die Arbeitsleuchse Light 1 von Renfert anders ist

### Lux und Lumen für stressfreies Arbeiten

Ein Beitralt von Saschs Hein

Licht ist die Grundlage unseres Sehvermögens. Eine gute Beleuchtung verbessert die Wahrnehmung von Farben, Formen und Oberflächen. In dieser Beitragsreite möchte ich ihnen einige Grundlagen des Lichts näherbringen, ein fundlertes Verständnis zu diesem Thoma vermittein und Sie einfaden zu entdecken, was gutes Licht für die Zahmtechnik wirblich bedeutet.

leistung bei der Arbeit, sondern fündert werbessers (Abb.1)7 auch unter emotionales Worldbefoden - Ich möchte haen zeigen, we wir unt ge-[1-2] and midutient die Augenamid- meinam mit der Fitna Rentert blesst. Index wenchliebener zahntechnischer

Con ständige Beobachten kleinster Teile - nen für die Qualität und Prächton unserer - Arbeitsleuchte Light Treue Hallstäbe für and das Seutralies son Formers and Farzahntachnistere Attact, Dick was mouth: die zahntachnistere Attact, Dick was mouth: die zahntachnistere Atvaction zu set besteht bes wirfangt in der Zahntachnister Atvaction zu set was die state en die der zahntachnistere Atvaction zu set best per Höchsteildungen ab Diesgate Lithe - elle Wahmehmung, urser emotionales : turgetionerpte zu exitatien, habet wir quelle anterstitze nicht nur ursers Seit- Wohlbeitriche und unsee Konzentration gemeinnam mit die Form Einsteil einen dung \$51 All dies sind weiserdiche Falsto- Themse angerommen haben, um mit der Zeignuppen, also männlicher weiblicher

44 онтаковоря- вих

Junger und älterer Zahrtschnitur zu erforschen und diese Etternantsse in kontrete Lebtungsmerktrale umzuwandeln. te häufig zur Geweitung von Leuchtmittein verwenglet werden, singlinicht immer withtemsändlich oder engleichbar [5]. Ste geloen oft nur einen begænden Ein blick in die taträchliche Qualität oder den region Nutrem für umsere tägliche Arbeit. Für die meisten von unz sind diese Angaben schlichtere schwer winderdlich.

### Kriterium Helligkeit

Sel einer Siefragung von Zahntechnikerinnee and Zahrdechnikem zum Thema fielt und Zuffreschnern zum inema "Licht am Arbeitsplatz" dusch dzu Umer- " — 02 Die Maßeigheit Lumen mitzt den Lichtstrons einer Udaquelle. nahman Rentert wurde das Thems "Hellighet" von den Tellnehmenden beson ders hervorgehoben. Oft hörte man Austaperve is "helier int besser" - wobel allerdiren eine starte Congentitation der Heilighalt auf das Arbeitsperdrum als anangenatum emphancien warde. Gel einer sleichmößigen, sehr hohen Hellickeit im secretar Artists to airly bowlends Tal. nehmer dagegen entispannier und schneller arbeiten.

Daher with me ith mith zu Deginn der Detracersibe dans Galauchtungenlages Denn tur went auswichend Licht für die Sehaufzabe zur Verfügung steht, kann den Zu wenig Licht belantet die Augen and mucht milde.

### Das kleine Einmaleins des Lichts

O3 Die Leuckern kaben den gleichen Lunen-Wen, aber unterschiedliche Uderstirten, Liefts hohe Auslauckung, geringe Intensität nechts: geringe Auslauchung, Intre Intensität. Zur Geschnelbung der Deleuchbungsinten-stat wird in der Regel entweder die Geleuchtungsstärbe Lux) oder der Lichtstron (Luner) wremak.

Lumen ist die Malleinheit für die Gesamt-

menge des sichsbaren Lichts, das von ei- Las (b) nar Lichtquelle in alle Richtungen ausge- Lut int die Maßel nheit für die Geleuch- menge, während Las die Lichtmenge bestaht wird. Mt andere Worten, et mind: Langesdate, die die Menge an schlossen: schwiebt, die tabsächlich auf eine Fläche den Lichtstrom der Lichtsgueile (Abb. 2). Licht mins die set eine bestimmte Fläche mit mind diese beleuchtet. Lun benück-Luman wird werwendet, um die Heiligkeit. 1981. Las ist ein Malf für die Internität oder i sichtigt also den Abstand zwischen der

Lus (M) und Lamen (Im) sind zwar nicht - einer Lichtquelle selbst zu beschwilben. Heiligbeit des Lichts, wie es an einem bedie oleichen Größen, aber sie sind mit- unabblindt denn wohn die Licht de- stimmten Pankt auf einer Oberfäche ehander servandt und stellen under nichtet ist dienwib en erteit wird. Daher webgerunnen wird. Si wid benichtet, schleicht die Lichts dat ist Lumen allein für die zahntschnichte indien die gesumten Lumen dasch die Amendung ein andureit hender Wert. Fläche in Quadrametern gekelt werden. (35tb. 3).

Zugamentassed bescheibt turnen die son einer Lichtquelle abgegebene Licht-


Districte were de Verteilung oder Fo- Lauchte bussierung des Lichts, während Lumen

Lithtquelle and der zu beleuchtenden. Auf dem Weg zur optimalen.

Drawn ICDs for made blacks drawn time diese Faltone nicht berüsplichtigt (E). Ein Als sich die Firma Renfert der Herauster- Lumen-bzw. Lum Weit auf die gesonnte hoher Las-Weit, am jedem Panist der Ahl- derung stellte, die beste Leuchter für die Arbeitafliche zu projektern. bestäticher in ein inditator für eine gate zahntschnische Arwendung zu seit. Gemeinsum mit Expetien aus der opti-eisselle Wahmehrung (Mbb.4). sichen, wurde schneil ibtr. dass des mit schen Tystemberinik und mit moderater den vorhanderen Mitseln nicht realisiertoar. Sim stations- und Messtechnik wurde eine




... 04a/b Gelde Leuchten haben im Zentrem den gleichen Lux-Werz, beide Leuchten lätne en auch des gleichen Lux-Werz zur Vermarbtung angeben.




., USB-d im Vergleich zu hochpreisigen Konburnes sprodukten les damt die Light 1 den gesamten Arbeitsbereich sein hall und gleichmüßig aus.

46 октандалдан- мож

Wiston



~ 06a/b Lides et elung und Belauckung unknau der Light 1 von Renfert vergliches mit dem Wetbeweiter nit dem kither stärtzten



○ 7 Hit der speciell entwichelten Optit und Hodriebung o LIDs erreicht Light 1 einem entrem lieben Lamen- bew. Luc-Wert über die gestante

Optik entwickelt, die jeden einzelnen ichtstrahl auffängt und ihm eine Aufge-sezuweit. So wird das Licht der Arbeitsfiltely presented and subjectite and dises proj ziert **(A Ma. S).** Durch die bordrollier te Überlagerung koncentriert bow, werteilt sich das Licht sehr gleichmößig auf der waamtan Afraht/Scha

Peritimentation by the lauchten haben three School Intervitir in der Mitte und nebeen irreditirmig rach auffen start ab. Dedurch his such cle Deleuchausaustatus begrenzt, da sond das Gendwirhalten durch ien staftien Helligkeltsundenschlied unseon Substantianor beautiful brief.

der Sehlebtung des Geleuchtenssnieges sich einmal deutlich erhöben, ohne eine Standage or expenses her. In Versteich zu lauchtet die Licht 1 die perante Arbeits-Hicke sets hell and pleichnistig aux (Abb. 5)

Light 1 ist eine Innovative Arbeitsleuchte Für den Dentalbemich und erfüllt höchste. Amprüche an Heiligbet, Gleichrebtigbet and Dear last interest Wit day are delifted medizinische Anwerdungen entwickelten Unchiektione, IED's and aloas alos business gan Optik erreicht Light 1 einen estrant holan Lunan, has Lun Wast (four die gespinde Artselpfülz he hinneg. Eine echu. Undergrans no file sed malles of martinian und augerschionenden Arbeiten (Abb. 7).

mentament made de Stanton



# Videos






























Renfert





# Product Page







# Flyer



## NEW LIGHT 1

### Dental work light

LIGHT 1 is designed to meet the complex lighting requirements of everyday laboratory work. LIGHT 1 is equipped with innovative optical technology and provides unprecedented illumination of the work area. See more, work better. Every detail and every facet of dental work becomes visible. A dedicated ray tracing technology provides uniform light distribution, high everage illuminance and brilliant color and surface reproduction.

### Advantage

- Maximum precision and clear visualization of the finest color nuances thanks to outstanding color rendering qualiby (CRI of 97 with advanced color matching of 14 colors).
- Uniform surface brightness with rectangular illumination (adapted to dental workbench) thanks to highwork area luminance with high lumenivature.
- Brilliant surface reproduction of dental objects thanks to homogeneous light distribution and high illuminance levels.

### Details

- Optimum perspective viewing and display of surface textures thanks to a well-balanced combination of diffuse and directional light.
- Light modeling with easy-to-use modes for adapting flumination to different requirements (e. g. daylight scenario, blue light elimination).
- Comfortable and healthy working environment with 100 % Ricker-free light.



### Ordering information

UEAT ) for ballway mounting 100 - 340 V UEAT ) for wall mounting, 100 - 240 V

Further product data at: www.renfert.com/p/item number | 5

3

No.25000680

**O** 













Roll-up Banner







# Regional activity plan

- Online product presentation
- Sascha Hein & Klaus Müterthies
- Product integration into dealer's website
- Social media: dealer, KOL and influencer activities
- Dental education: courses with LIGHT 1
- Roadshows / co-traveling / on-site product presentations
- Shows & exhibitions







making work easy

# Thank you!